



PRINCIPE DE L'ORTHOKÉRATOLOGIE

Les lentilles Menicon Z Night portées la nuit remodelent la cornée durant votre sommeil.

Leur géométrie est conçue pour aplatir la partie centrale de la cornée afin de corriger progressivement et de façon totalement réversible la myopie et/ou l'astigmatisme.

Les lentilles sont retirées tous les matins au réveil. Ce port nocturne des lentilles vous permet de vivre librement dans la journée sans besoin de porter une correction visuelle (lunettes ou lentilles).

POUR QUI ?

Les lentilles Menicon Z Night sont indiquées : pour les myopes (jusqu'à 4 dioptries) et / ou pour les astigmatés (jusqu'à 2,5 dioptries) qui ne souhaitent pas porter de lunettes ou de lentilles dans la journée.

- Pour les enfants dont la myopie évolue, les études ayant montré une action bénéfique.
- Pour les sportifs.
- Pour certains métiers comme les pompiers, les coiffeurs, les métiers du BTP, les métiers équestres...
- Pour les intolérants aux lentilles.
- En cas de « légères » sécheresses oculaires.
- En alternative à la chirurgie réfractive.

MODE D'EMPLOI

- Il suffit de poser les lentilles le soir, au coucher et de les retirer au réveil.
- Il est important de porter les lentilles toutes les nuits (6 heures minimum de façon régulière).
- Dans la majorité des cas, une bonne vision sans lunettes ou lentilles est atteinte après 2 ou 3 nuits de port nocturne des lentilles Menicon Z Night avec des résultats optimaux en une semaine.
- Avec les lentilles Menicon Z Night l'oxygénation est maximale en port nocturne grâce à l'ultra-perméabilité du matériau Menicon Z.
- Au retrait le matin, Menicon recommande de nettoyer, rincer et décontaminer les lentilles Menicon Z Night avec la solution multifonctions MENICARE PURE. Une fois par semaine, le réflexe de nettoyage intensif avec Menicon PROGENT optimisera le confort et la durée de port des lentilles Menicon Z Night.
- Les lentilles Menicon Z Night doivent être renouvelées tous les ans.

PRESCRIPTION ET SUIVI

- Lors d'une première visite, l'ophtalmologiste analysera la topographie de votre cornée pour déterminer les paramètres de vos lentilles Menicon Z Night.
- La consultation suivante a lieu après une nuit de port en début de matinée.
- Des visites de contrôle sont effectuées ensuite régulièrement pour optimiser et évaluer les résultats et vérifier la tolérance cornéenne.

www.passeportlentilles.fr

Ce dispositif médical est un produit de santé, qui porte au titre de cette réglementation le marquage **CE 0344**. NKL Contactlinsen B.V, Pays -Bas. Lire attentivement les notices d'utilisation. Parlez-en à votre ophtalmologiste.

Pack Z Junior, pour commencer en toute sécurité le port des lentilles

Le Pack Z Junior contient :

Une ou deux lentilles en matériau Z ou EX
= Sécurité maximale.
= Qualité de vision inégalée.
= Flexibilité du temps de port.

Les inséparables
MENICARE PURE & PROGENT
Pour commencer avec les bons réflexes d'entretien.

Un flacon de 70 ml

www.passeportlentilles.fr

Pour tout savoir sur la pose, la dépose, l'entretien...

Renouvellement 12 mois.

Garantie perte et casse (pendant 1 an, 1 fois).



Pack Z Étudiant, adapté au mode de vie et budget des jeunes

Le Pack Z Étudiant contient :

Une ou deux lentilles en matériau Z ou EX
= Sécurité maximale.
= Qualité de vision inégalée.
= Flexibilité du temps de port.

Les inséparables
MENICARE PURE & PROGENT
Pour commencer avec les bons réflexes d'entretien.

www.passeportlentilles.fr

Pour tout savoir sur la pose, la dépose, l'entretien...

Renouvellement 12 mois.

Garantie casse et changement de paramètres (pendant 3 mois, 1 fois).



Retrouvez la BD
La Nuit des Z-Night



www.passeportlentilles.fr/la-nuit-des-z-night

UN « PACK LENTILLES »

 Menicon

POUR CHAQUE PORTEUR !